

SHERAFORM

Agaragar dublírmasza

1. A készítmény neve és a gyártó megnevezése

Terméknév

SHERAGEL

Gyártó

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH&Co. KG

Espohlstr. 53

49448 Lemförde

Németország

Tel: +49 5443-9933-0

Fax: +49 5443-9933-100

2. Összetétel / Alkotórészekre vonatkozó információk

Kémiai jellemzés

Hetero-poliszacharid, glicerin

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A feldolgozási előírások betartása mellett a készítmény nem veszélyes.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Nincs szükség speciális intézkedésekre.

5. Tűzveszélyesség

Tűzoltó szerek

Bármilyen oltóanyag alkalmazható.

Speciális veszélyek, az anyag feldolgozásakor keletkező égéstermékek és gázok

Tökéletlen égés esetén szén-monoxid keletkezhet.

Termikus bomlásnál akrolein keletkezhet.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Nincs szükség óvintézkedésekre.

7. Kezelés és tárolás

Nem igényel speciális kezelési és tárolási eljárásokat.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Egészségügyi intézkedések

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályok követendők.

SHERAFORM

Agaragar dublírmasza

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Fizikai állapot	rugalmas
Szín	fehér
Szag	semleges

Biztonsági információk

Állapot

Állapot	Érték/értékhatár/egység
Forráspont	110°C körül
Olvadáspont/tartomány	75-85°C
Lobbanáspont	nem meghatározott
Termikus bomlás	130°C fölött
Sűrűség	1,05 g/ml körül
Oldhatóság	hideg vízben: nem oldható meleg vízben: oldható

10. Stabilitás és reakciókézség

Feldolgozás során kerülendő anyagok

Oxidáló anyagok, koncentrált kénsav, salétromsav

Veszélyes bomlástermékek

Égéskor szén-monoxid és szén-dioxid keletkezik.

Termikus bomlás esetén akrolein keletkezik.

11. Toxikológiai információk

Toxikológiai adatok megadása nem szükséges.

12. Ökotoxikológiai adatok

Megsemmisítési javaslat (stabilitás és lebonthatóság)

A termék teljes mértékben biodegradálható.

Vízveszélyességi osztály

VVO: 0 (saját besorolás)

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék-maradék

A helyi hatósági intézkedések figyelembevételével háztartási szemétként tárolható.

Szennyeződött csomagolóanyag

A termékhez hasonló módon kell kezelni.

A nem szennyeződött csomagolás újrahasznosítható.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az általános szállítmányozási előírások értelmében nem számít veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk

Megjelölés az EU irányelvek alapján

Nem besorolás- és megjelölés-köteles.



EU-BIZTONSÁGI ADATLAP

Kibocsátás dátuma: 2011.09.30.

EU-SDB20290A

Oldal: 3

SHERAFORM

Agaragar dublírmasza

16. Egyéb

A fenti adatok tudásunk és tapasztalataink mai állására támaszkodnak, de nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira nézve. Ezek az információk nem változtathatók meg és nem vonatkoztathatók más termékre. Az adatlap csak változtatás nélkül sokszorosítható.